

Dosage de poudres



HPD Quantos

Sécurité renforcée

Gaspillage limité

Utilisation facile

Distributeur de poudre portatif (HPD)

Facilitez-vous la vie !

METTLER TOLEDO

HPD Quantos

Solution portative intelligente

Le dosage manuel de poudres peut être une tâche fastidieuse. Désormais, ce n'est plus le cas : le Quantos HPD facilite, sécurise et optimise toutes les tâches de distribution manuelle de poudres. Tout le monde peut utiliser cette nouvelle technologie dans le cadre d'applications impliquant des substances en poudre. Facilitez-vous la vie !

Contenant d'échantillons

Système polyvalent permettant de raccorder des contenants d'échantillons classiques à la tête de dosage

Tête de dosage

Dosage précis de substances en vrac, avec puce RFID pour des enregistrements traçables



Préparation d'échantillons



Le dosage de poudres dans un flacon est trop souvent complexe. Avec le HPD, c'est rapide et facile !

Distribution d'échantillons



De nombreux instruments de laboratoire exigent une distribution uniforme d'échantillons. Le HPD le fait en toute sécurité !

Remplissage d'échantillons



Le HPD révolutionne le remplissage manuel de poudres. Plus aucun risque de gaspillage !



Qualité optimale

La qualité et la technologie suisse, pour des résultats précis et des substances conformes à la FDA

Conception ergonomique

Pour une manipulation aisée et une utilisation souple, sans risque de troubles musculosquelettiques (TMS)

Simplicité d'utilisation

3 LED indiquent à l'opérateur l'état des piles, la date d'expiration et les limites de dosage

Caractéristiques techniques

Dose cible standard > 0,5 mg

Quels avantages pour vous ?

- Gaspillage limité
- Aucune particule en suspension
- Sécurité renforcée
- Idéal pour les boîtes à gants, lorsque des substances toxiques sont utilisées
- Compatible avec toutes les têtes de dosage Quantos
- Compact et ergonomique
- Confortable et pratique

Offre de lancement limitée



Kit HPD Quantos

Optimisez votre processus de distribution

Comprend :

- 1 HPD Quantos
- 12 têtes de dosage de poudre
- 1 colonne pour HPD Quantos
- 1 manuel d'utilisation
- 2 piles

Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir plus et être le premier à découvrir la technologie de distribution dernière génération.

► www.mt.com/hpd

« Tout simplement magique ! »



Le HPD Quantos a grandement simplifié mon travail. Les risques de gaspillages ou de particules en suspension sont éliminés. C'est incroyable !

Meihui Taylor
Responsable de laboratoire



Optez pour Quantos

Quantos s'attaque au maillon faible des analyses pharmaceutiques en proposant des solutions de distribution gravimétrique des solides et des solvants. Cette méthode innovante minimise la variabilité du traitement des échantillons et réduit le nombre d'opérations manuelles.

Finies

- Les erreurs de pesage
- Les erreurs de ballons volumétriques
- Les erreurs de transcription

www.mt.com/quantos

Pour plus d'informations

Mettler-Toledo AG
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Suisse
Tél. : +41-44-944 22 11
Fax : +41-44-944 30 60

Sous réserve de modifications techniques
© 03/2015 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Suisse 30247875
Global MarCom Switzerland